



## Material Inyectables a granel.

### Prótesis estéticas, livianas y resistentes

BULKFLEX es la nueva línea de materiales inyectables a granel de Deflex. Polímeros termoplásticos de alta calidad presentados en envase grande, que permiten dosificar la cantidad necesaria de material para cada prótesis.

- **Materiales resistentes**
- **Libres de metal**
- **Fáciles de inyectar**
- **Mínima contracción**
- **Alta estabilidad de color**



### TENAZ Poliamida semi-flexible

- Alta tenacidad: resistencia a la fractura y deformaciones
- Super fluido, fácil de inyectar
- Translucidez: media

**Indicado para parciales flexibles**



### VERSATIL Poliamida semi-rígida

- Versatilidad total: excelente balance de elasticidad y resistencia
- Permite confeccionar apoyos oclusales, y da libertad de diseño
- Alta translucidez. Fácil de pulir


**Ideal para todo tipo de parciales**



### ACRYNEL Acrílico inyectable

- Acrílico translúcido extra-fuerte
- Nivel de contracción bajo
- Adherencia con el acrílico normal (acepta rebasados con la técnica convencional)

**Prótesis totales livianas y resistentes**



### ACETAL Acetal inyectable

**Armazones para PPR y Retenedores estéticos color diente**

#### Aplicaciones:

- Prótesis parciales
- Prótesis completas
- Ovendentures
- Combinadas con cromo
- Placas de descanso
- Armazones para PPR
- Retenedores color diente