

USO DE ADHESIVOS DE CIANOACRILATO

Para realizar agregados de dientes o rebasados en los polímeros Deflex que no tienen adherencia química con el acrílico, se recomienda la utilización de adhesivos a base de cianoacrilato como agente de unión que contribuya a la adherencia con el acrílico.

Antes de usar un adhesivo a base de cianoacrilato para la reparación de una prótesis dental, se deberá leer la información de uso suministrada por el fabricante del adhesivo para verificar que éste sea apto para el contacto permanente con la mucosa bucal.



Departamento técnico

info@deflex.com.ar - www.deflex.com.ar