

# Flyer BulkFlex FRENTE 14 cm x 21 cm



## **Material**es **Inyectables** a **granel**.

*Prótesis estéticas, livianas y resistentes*

BULKFLEX es la nueva línea de materiales inyectables a granel de Deflex. Polímeros termoplásticos de alta calidad presentados en envase grande, que permiten dosificar la cantidad necesaria de material para cada prótesis.

- Materiales resistentes
- Libres de metal
- Fáciles de inyectar
- Mínima contracción
- Alta estabilidad de color



### **TENAZ** Poliamida semi-flexible

- Alta tenacidad: resistencia a la fractura y deformaciones
- Super fluido, fácil de inyectar
- Translucidez: media

*Indicado para parciales flexibles*



### **VERSATIL** Poliamida semi-rígida

- Versatilidad total: excelente balance de elasticidad y resistencia
- Permite confeccionar apoyos oclusales, y da libertad de diseño
- Alta translucidez. Fácil de pulir

*Ideal para todo tipo de parciales*



### **ACRYNEL** Acrílico inyectable

- Acrílico translúcido extra-fuerte
- Nivel de contracción bajo
- Adherencia con el acrílico normal (acepta rebasados con la técnica convencional)

*Prótesis totales livianas y resistentes*



### **ACETAL** Acetal inyectable

*Armazones para PPR y Retenedores estéticos color diente*

#### Aplicaciones:

- Prótesis parciales
- Prótesis completas
- Oventures
- Combinadas con cromo
- Placas de descanso
- Armazones para PPR
- Retenedores color diente



Ayacucho 1053 3ºA - Ciudad de Buenos Aires - Argentina

(+5411) 4812-9638 (+54911) 11-6720-5702 info@deflex.com.ar

ET 62 Rev00 01-01-2017